

Chlordioxidlösung CDL 250ml

URL



https://markt.kadari.net/anzeige/Gesundheit--Kosmetik/Sonstiges/Chlordioxidloesung-CDL-250ml_59611

Allgemeine Angaben

Zustand:
neu

Produktbild



- ✓ Mit praktischer 5 ml Pipette
- ✓ Hergestellt in Deutschland
- ✓ Frei von Zusätzen

Chlordioxidlösung CDL <0,3%

250 ml in Braunglas

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Einsatzfertige Chlordioxidlösung (CDL) in einer 250ml Medizinglasflasche (Braunglas) mit stabilem Deckel.

Unsere Verpackung ist so gewählt, dass das CDL so wenig wie möglich der Verpackung oder dem Deckel reagiert.

Daher solltest Du das CDL in unserer Originalverpackung im Kühlschrank lagern und nur für die Anwendung aus der Originalverpackung entnehmen.

Für die Anwendung ist es möglich, CDL auch in Glas- oder Kunststoffflaschen (HDPE oder PP) umzufüllen und zeitnah zu verwenden.

CDL sollte nicht länger als einen Tag in Kunststoff verweilen. Von der Verwendung von Edelstahl- oder Metallbehältern raten wir grundsätzlich ab.

Unser CDL ist frisch und wird in Liebe mit Handarbeit in Deutschland gefertigt!

direkt einsatzfähig und ohne Aktivierung sofort anzuwenden

Originalrezeptur

hergestellt mit reinem Wasser

frei von Zusätzen

Lieferumfang:

1x CDL <0,3% 250ml

1x passende 5ml Pipette mit Skala

Bitte immer im Kühlschrank lagern und nur gekühlt öffnen! Immer dicht verschließen. Nicht einatmen.

Haltbarkeit: ca. 7-9 Monate.

Chlordioxid-Gas kann sich verflüchtigen. Nach etwas 6 Monaten beginnt die Chlordioxid-Konzentration zu sinken. Mit sinkender Konzentration geht ein Wirkverlust einher. Trotzdem ist es weiterhin verwendbar. Sollte das CDL transparent sein, so ist das Chlordioxid-Gas vollständig verflüchtigt und es sollte frisches CDL stattdessen verwendet werden.

Füllmenge: 250ml

Zutaten: Wasser (doppelt destilliert), Chlordioxid.

Preis 23,- E-Mark

Details zur Anzeige

Versandkosten: ab 4.00 E-Mark

[Versandoptionen](#)

Mindestbestellmenge: 1

9 verfügbar.